

DOS S 20

Pompa di dosaggio a soffietto
per il dosaggio di detersivi liquidi e acidi.



- Per il dosaggio di brillantante, neutralizzante
- Per l'integrazione a cura dell'assistenza tecnica Miele

Codice EAN: 4002514641904 / Numero di materiale: 07514600 /
Vecchio numero di materiale: 69226004D

Classe appart. prodotto	
Macchine speciali per il lavaggio e la disinfezione, laboratorio	•
Macchine speciali per il lavaggio e la disinfezione, medicina	•
Appartenenza degli apparecchi	
PG 8536	•
Categoria prodotto	
Sistema di dosaggio	•
Allacciamento elettrico	
Numero fasi	0
Tensione in V	0
Frequenza in Hz	0
Potenza massima assorbita in kW	0,00
Protezione in A	0
Dimensioni e peso	
Misura esterna, altezza netta in mm	0
Misura esterna, larghezza netta in mm	0
Misura esterna, profondità netta in mm	0
Misura esterna, altezza lorda in mm	245
Misura esterna, larghezza lorda in mm	258
Misura esterna, profondità lorda in mm	270
Peso netto in kg	2,45
Peso lordo in kg	2,91