

DOS NA 120

Pompa di dosaggio a soffiutto
per dosare detersivi liquidi, neutri/alcalini.



- Per il dosaggio del detersivo liquido, emulsionante
- Per il dosaggio di disinfettanti chimici
- Per l'integrazione a cura dell'assistenza tecnica Miele

Codice EAN: 4002514641911 / Numero di materiale: 07514610 /
Vecchio numero di materiale: 69226005D

Classe appartenenza prodotto	
Macchine speciali per il lavaggio e la disinfezione, laboratorio	•
Macchine speciali per il lavaggio e la disinfezione, medicina	•
Classe appartenenza degli apparecchi	
PG 8536	•
Categoria di prodotto	
Sistema di dosaggio	•
Allacciamento elettrico standard	
Numero fasi	0
Tensione in V	0-0
Frequenza in Hz	0-0
Potenza massima assorbita in kW	0,00-0,00
Protezione in A	0-0
Dimensioni e peso	
Misura esterna, altezza lorda in mm	300
Misura esterna, larghezza lorda in mm	250
Misura esterna, profondità lorda in mm	420
Peso netto in kg	2,45
Peso lordo in kg	2,90