

supporto bottiglie  
Supporto per bottiglie  
per il cesto inferiore della lavastoviglie

Codice EAN: 4002514855059 / Numero di materiale: 07549120 /  
Vecchio numero di materiale:



- Serve per l'allocazione di biberon e molto altro ancora
- Lavaggio perfetto grazie al posizionamento verticale
- È necessario il fissaggio supporto per bottiglie n.mat. 7506601
- per G4xxx, G5xxx, G6xxx
- Utilizzabile con G5xxx solo per apparecchi fino al 12.2016