

E 491

Inserto

per il supporto ottimale di strumenti rotanti.



- Per 18 impugnature di turbine
- Adatto per 30 angolari
- Anche per strumenti rotanti p.es. di podologia

Codice EAN: 4002514697949 / Numero di materiale: 07600210 /
Vecchio numero di materiale: 68549101D

Classe appartenenza prodotto	
Termodisinfettori	•
Macchine speciali per il lavaggio e la disinfezione, medicina	•
Classe appartenenza degli apparecchi	
G 7831	•
PG 8581	•
PG 8591	•
PWD 8531	•
PWD 8532	•
PWD 8534	•
Categoria di prodotto	
Inserto/modulo per strumenti odontoiatrici	•
Caratteristiche del prodotto	
Materiale	Acciaio inox
Colore	Acciaio inox
Campo di applicazione	
Trattamento di strumenti odontoiatrici	•
Capacità	
Gambi [numero]	48
Allacciamento elettrico standard	
Numero fasi	0
Tensione in V	0
Frequenza in Hz	0
Potenza massima assorbita in kW	0,00
Protezione in A	0
Dimensioni e peso	
Misura esterna, altezza netta in mm	53
Misura esterna, larghezza netta in mm	70
Misura esterna, profondità netta in mm	120
Misura esterna, altezza lorda in mm	100
Misura esterna, larghezza lorda in mm	265
Misura esterna, profondità lorda in mm	180
Peso netto in kg	0,85
Peso lordo in kg	1,00