

E 498

Ugello

per il supporto ottimale di maschere laringee a 1 o 2 tubi. Altezza 238 mm.



- H 238 mm, con tubo laterale 120 mm

Codice EAN: 4002514811673 / Numero di materiale: 07760120 /
Vecchio numero di materiale: 69749801D

| Classe appartenenza prodotto | |
|--|--------------|
| Macchine speciali per il lavaggio e la disinfezione, medicina | • |
| Macchine speciali di grandi dimensioni per il lavaggio e la disinfezione, medicina | • |
| Classe appartenenza degli apparecchi | |
| G 7826 | • |
| PG 8527 | • |
| PG 8528 | • |
| PG 8535 | • |
| PG 8536 | • |
| PG 8562 | • |
| PG 8582 | • |
| PG 8582 CD | • |
| PG 8592 | • |
| Categoria di prodotto | |
| Ugello iniettore | • |
| Caratteristiche del prodotto | |
| Materiale | Acciaio inox |
| Colore | Acciaio inox |
| Campo di applicazione | |
| Trattamento di strumenti anestetici | • |
| Allacciamento elettrico standard | |
| Numero fasi | 0 |
| Tensione in V | 0 |
| Frequenza in Hz | 0 |
| Potenza massima assorbita in kW | 0,00 |
| Protezione in A | 0 |
| Dimensioni e peso | |
| Misura esterna, altezza netta in mm | 0 |
| Misura esterna, larghezza netta in mm | 0 |
| Misura esterna, profondità netta in mm | 238 |
| Misura esterna, altezza lorda in mm | 80 |
| Misura esterna, larghezza lorda in mm | 160 |
| Misura esterna, profondità lorda in mm | 250 |
| Peso netto in kg | 0,12 |
| Peso lordo in kg | 0,12 |