

E 900-5/2

Carrello

per la pulizia ottimale di strumenti a 5 livelli.



- \*Capacità di carico: (Wert) bacinelle DIN\*
- Le dimensioni di carico dei singoli livelli sono diverse
- Listello con magneti per riconos. aut. carrello (incl. magneti ML)

\* Filtro DIN: 485 x 254 x 50 mm

Codice EAN: 4002514816418 / Numero di materiale: 07765760 /  
Vecchio numero di materiale: 69590006D

<b>Classe appartenenza prodotto</b>	
Macchine speciali di grandi dimensioni per il lavaggio e la disinfezione, laboratorio	•
Macchine speciali per il lavaggio e la disinfezione, medicina	•
<b>Classe appartenenza degli apparecchi</b>	
PG 8527	•
PG 8528	•
<b>Categoria di prodotto</b>	
Carrello per inserti	•
Carrello per l'alloggiamento di cestini	•
<b>Caratteristiche del prodotto</b>	
Materiale	Acciaio inox
Colore	Acciaio inox
<b>Campo di applicazione</b>	
Trattamento di vetreria da laboratorio	•
Trattamento di strumenti da sala operatoria	•
<b>Capacità</b>	
Cestini DIN [numero]	15
Cestini SPRI [numero]	10
<b>Allacciamento elettrico standard</b>	
Numero fasi	0
Tensione in V	0-0
Frequenza in Hz	0-0
Potenza massima assorbita in kW	0,00-0,00
Protezione in A	0-0
<b>Dimensioni e peso</b>	
Misura esterna, altezza netta in mm	605
Misura esterna, larghezza netta in mm	640
Misura esterna, profondità netta in mm	790
Misura esterna, altezza lorda in mm	680
Misura esterna, larghezza lorda in mm	560
Misura esterna, profondità lorda in mm	650
Peso netto in kg	12,85
Peso lordo in kg	12,85
<b>Confezione</b>	
Listello con magneti per il riconoscimento automatico del carrello (con magnete) [numero]	1