

E 934/1

Carrello

per la preparazione ottimale di container ortopedici a 4 livelli.



- Le dimensioni di carico dei 4 livelli sono diverse
- Livello 2 estraibile per altezze superiori rispetto al livello 1
- I bracci irroratori si trovano sotto il livello 3 e 4
- Listello con magneti per riconos. aut. carrello (incl. magneti)

Codice EAN: 4002514816425 / Numero di materiale: 07765770 /
Vecchio numero di materiale: 69593402D

Classe appartenenza prodotto	
Macchine speciali di grandi dimensioni per il lavaggio e la disinfezione, medicina	•
Classe appartenenza degli apparecchi	
PG 8527	•
PG 8528	•
Categoria di prodotto	
Carrelli per container	•
Carrelli per strumenti ortopedici	•
Caratteristiche del prodotto	
Materiale	Acciaio inox
Colore	Acciaio inox
Campo di applicazione	
Trattamento di container	•
Trattamento di strumenti ortopedici da sala operatoria	•
Allacciamento elettrico standard	
Numero fasi	0
Tensione in V	0
Frequenza in Hz	0
Potenza massima assorbita in kW	0,00
Protezione in A	0
Dimensioni e peso	
Misura esterna, altezza netta in mm	500
Misura esterna, larghezza netta in mm	640
Misura esterna, profondità netta in mm	790
Misura esterna, altezza lorda in mm	680
Misura esterna, larghezza lorda in mm	560
Misura esterna, profondità lorda in mm	650
Peso netto in kg	12,85
Peso lordo in kg	12,85
Confezione	
Listello con magneti per il riconoscimento automatico del carrello (con magnete) [numero]	1