## Míele

APH 550 Sego

Segolabel Miele Edition: kit base per creare etichette di articoli sterili.



- Pacchetto di stampante, alimentatore, cavi e 1000 etichette
- Marcatura sicura degli oggetti sterilizzati confezionati
- Integrazione corretta per Segosoft Miele Edition
- Integrazione degli sterilizzatori CUBE/CUBE X
- Collegamento semplice per cavo USB

Codice EAN: 4002514940502 / Numero di materiale: 07951400 / Vecchio numero di materiale: 68814001D

Vecchio numero di materiale: 68814001D	
Classe appart. prodotto	
Sterilizzatori da banco	•
Appartenenza degli apparecchi	
PST 1710	•
PST 1720	•
PST 2210	•
PST 2220	•
Categoria prodotto	
Tracciabilità processi/dati di funzionamento/dati di comunicazione	•
Caratteristiche del prodotto	
Colore	Grigio
Campo di applicazione	
Trattamento di strumenti anestetici	•
Trattamento di strumenti MIC	•
Trattamento di strumenti oftalmici	•
Trattamento di strumenti robotici	•
Trattamento di strumenti ginecologici	•
Trattamento di strumenti otorinolaringoiatrici	•
Trattamento di strumenti odontoiatrici	•
Trattamento di strumenti da sala operatoria	•
Trattamento di strumenti a corpo cavo	•
Trattamento di strumenti ortopedici da sala operatoria	•
Trattamento di chiodi/punte per trapano endomidollari	•
Trattamento di cestini	•
Trattamento di utensili vari	•
Dimensioni e peso	
Misura esterna, altezza netta in mm	178
Misura esterna, larghezza netta in mm	135
Misura esterna, profondità netta in mm	240
Misura esterna, altezza lorda in mm	230
Misura esterna, larghezza lorda in mm	300
Misura esterna, profondità lorda in mm	240
Peso netto in kg	2,45
Peso lordo in kg	2,90
Norme, marcature, certificaz.	
CE	•