

APH 303

Prolunga

3 m, per allungare un cavo di collegamento di tipo 1 e 2.



Codice EAN: 4002514940533 / Numero di materiale: 07951430 /  
Vecchio numero di materiale: 68815301D

<b>Classe appart. prodotto</b>	
Macchine speciali per il lavaggio e la disinfezione, laboratorio	•
Macchine speciali di grandi dimensioni per il lavaggio e la disinfezione, laboratorio	•
Termodisinfettori	•
Macchine speciali per il lavaggio e la disinfezione, medicina	•
Macchine speciali di grandi dimensioni per il lavaggio e la disinfezione, medicina	•
Sterilizzatori da banco	•
<b>Appartenenza degli apparecchi</b>	
G 7823	•
G 7824	•
G 7825	•
G 7826	•
G 7831	•
PG 8581	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8591	•
PG 8592	•
PG 8593	•
PS 1201 B	•
PS 1201 B EXCELLENCE	•
PS 1202 B	•
<b>Categoria prodotto</b>	
Tracciabilità processi/dati di funzionamento/dati di comunicazione	•
<b>Caratteristiche del prodotto</b>	
Colore	Grigio
<b>Campo di applicazione</b>	
Trattamento di pipette/fiale	•
Trattamento di vetreria da laboratorio	•
Trattamento di portaoggetti	•
Trattamento di butirrometri	•
Trattamento di bottiglie per infusione/farmacia	•
Trattamento di strumenti anestetici	•
Trattamento di strumenti MIC	•
Trattamento di strumenti oftalmici	•
Trattamento di strumenti robotici	•
Trattamento di strumenti ginecologici	•
Trattamento di strumenti otorinolaringoiatrici	•
Trattamento di strumenti odontoiatrici	•
Trattamento di zoccoli da sala operatoria	•
Trattamento di bacinelle	•
Trattamento di bacinelle reniformi	•
Trattamento di biberon	•
Trattamento di strumenti da sala operatoria	•
Trattamento di strumenti a corpo cavo	•

APH 303

Prolunga

3 m, per allungare un cavo di collegamento di tipo 1 e 2.



Codice EAN: 4002514940533 / Numero di materiale: 07951430 /  
Vecchio numero di materiale: 68815301D

Trattamento di strumenti ortopedici da sala operatoria	•
Trattamento di chiodi/punte per trapano endomidollari	•
Trattamento di tray/vassoi	•
Trattamento di cestini	•
Trattamento di cilindri graduati	•
Trattamento di contenitori, ad es. contenitori di calce sodata	•
Trattamento di utensili vari	•

#### Dimensioni e peso

Misura esterna, altezza netta in mm	0
Misura esterna, larghezza netta in mm	0
Misura esterna, profondità netta in mm	0
Misura esterna, altezza lorda in mm	55
Misura esterna, larghezza lorda in mm	180
Misura esterna, profondità lorda in mm	250
Peso netto in kg	0,16
Peso lordo in kg	0,16