

APH 304 Prolunga 5 m, per allungare un cavo di collegamento di tipo 1 e 2.



Codice EAN: 4002514940540 / Numero di materiale: 07951440 / Vecchio numero di materiale: 68815401D

Vecchio numero di materiale: 68815401D	
Classe appart. prodotto	
Macchine speciali per il lavaggio e la disinfezione, laboratorio	•
	•
Macchine speciali di grandi dimensioni per il lavaggio e la disinfezione, laboratorio	•
Termodisinfettori	•
Macchine speciali per il lavaggio e la disinfezione, medicina	•
Macchine speciali di grandi dimensioni per il lavaggio e la disinfezione, medicina	
Sterilizzatori da banco	•
Appartenenza degli apparecchi	
G 7823	•
G 7824	•
G 7825	•
G 7826	•
G 7831	•
PG 8581	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8591	•
PG 8592	•
PG 8593	•
PS 1201 B	•
PS 1201 B EXELLENCE	•
PS 1202 B	•
Categoria prodotto	
Tracciabilità processi/dati di funzionamento/dati di	•
comunicazione	
Caratteristiche del prodotto	
Colore	Grigio
Campo di applicazione	
Trattamento di pipette/fiale	•
Trattamento di vetreria da laboratorio	•
Trattamento di portaoggetti	•
Trattamento di butirrometri	•
Trattamento di bottiglie per infusione/farmacia	•
Trattamento di strumenti anestetici	•
Trattamento di strumenti MIC	•
Trattamento di strumenti oftalmici	•
Trattamento di strumenti robotici	•
Trattamento di strumenti ginecologici	•
Trattamento di strumenti otorinolaringoiatrici	•
Trattamento di strumenti odontoiatrici	•
Trattamento di strumenti odoniolamoi Trattamento di zoccoli da sala operatoria	•
Trattamento di bacinelle	•
Trattamento di bacinelle reniformi	•
Trattamento di biberon	•
	- <u>-</u> -
Trattamento di strumenti da sala operatoria	•
Trattamento di strumenti a corpo cavo	•



## APH 304 Prolunga 5 m, per allungare un cavo di collegamento di tipo 1 e 2.



Codice EAN: 4002514940540 / Numero di materiale: 07951440 / Vecchio numero di materiale: 68815401D Trattamento di strumenti ortopedici da sala operatoria Trattamento di chiodi/punte per trapano endomidollari Trattamento di tray/vassoi Trattamento di cestini Trattamento di cilindri graduati Trattamento di contenitori, ad es. contenitori di calce sodata Trattamento di utensili vari Dimensioni e peso Misura esterna, altezza netta in mm 0 Misura esterna, larghezza netta in mm 0 Misura esterna, profondità netta in mm 0 Misura esterna, altezza lorda in mm 55 Misura esterna, larghezza lorda in mm 180 Misura esterna, profondità lorda in mm 250 Peso netto in kg 0,22 Peso lordo in kg 0,22