

APH 305

Prolunga

10 m, per allungare cavo di collegamento di tipo 1 e 2.



Codice EAN: 4002514940557 / Numero di materiale: 07951450 /
Vecchio numero di materiale: 68815501D

| Classe appart. prodotto | |
|---|--------|
| Macchine speciali per il lavaggio e la disinfezione, laboratorio | • |
| Macchine speciali di grandi dimensioni per il lavaggio e la disinfezione, laboratorio | • |
| Termodisinfettori | • |
| Macchine speciali per il lavaggio e la disinfezione, medicina | • |
| Macchine speciali di grandi dimensioni per il lavaggio e la disinfezione, medicina | • |
| Sterilizzatori da banco | • |
| Appartenenza degli apparecchi | |
| G 7823 | • |
| G 7824 | • |
| G 7825 | • |
| G 7826 | • |
| G 7831 | • |
| PG 8581 | • |
| PG 8582 | • |
| PG 8582 CD | • |
| PG 8583 | • |
| PG 8583 CD | • |
| PG 8591 | • |
| PG 8592 | • |
| PG 8593 | • |
| PS 1201 B | • |
| PS 1201 B EXCELLENCE | • |
| PS 1202 B | • |
| Categoria prodotto | |
| Tracciabilità processi/dati di funzionamento/dati di comunicazione | • |
| Caratteristiche del prodotto | |
| Colore | Grigio |
| Campo di applicazione | |
| Trattamento di pipette/fiale | • |
| Trattamento di vetreria da laboratorio | • |
| Trattamento di portaoggetti | • |
| Trattamento di butirrometri | • |
| Trattamento di bottiglie per infusione/farmacia | • |
| Trattamento di strumenti anestetici | • |
| Trattamento di strumenti MIC | • |
| Trattamento di strumenti oftalmici | • |
| Trattamento di strumenti robotici | • |
| Trattamento di strumenti ginecologici | • |
| Trattamento di strumenti otorinolaringoiatrici | • |
| Trattamento di strumenti odontoiatrici | • |
| Trattamento di zoccoli da sala operatoria | • |
| Trattamento di bacinelle | • |
| Trattamento di bacinelle reniformi | • |
| Trattamento di biberon | • |
| Trattamento di strumenti da sala operatoria | • |
| Trattamento di strumenti a corpo cavo | • |

APH 305

Prolunga

10 m, per allungare cavo di collegamento di tipo 1 e 2.



Codice EAN: 4002514940557 / Numero di materiale: 07951450 /

Vecchio numero di materiale: 68815501D

| | |
|--|---|
| Trattamento di strumenti ortopedici da sala operatoria | • |
| Trattamento di chiodi/punte per trapano endomidollari | • |
| Trattamento di tray/vassoi | • |
| Trattamento di cestini | • |
| Trattamento di cilindri graduati | • |
| Trattamento di contenitori, ad es. contenitori di calce sodata | • |
| Trattamento di utensili vari | • |

Dimensioni e peso

| | |
|--|------|
| Misura esterna, altezza netta in mm | 20 |
| Misura esterna, larghezza netta in mm | 150 |
| Misura esterna, profondità netta in mm | 200 |
| Misura esterna, altezza lorda in mm | 20 |
| Misura esterna, larghezza lorda in mm | 190 |
| Misura esterna, profondità lorda in mm | 290 |
| Peso netto in kg | 0,30 |
| Peso lordo in kg | 0,31 |