

APH 595

Nastro a trasferimento di colore  
per l'uso nella stampante Segolabel PRT 200.



Codice EAN: 4002514940625 / Numero di materiale: 07951520 /  
Vecchio numero di materiale: 68816101D

<b>Classe appart. prodotto</b>	
Sterilizzatori da banco	•
Sterilizzatori di grandi dimensioni	•
<b>Appartenenza degli apparecchi</b>	
PS 1201 B	•
PS 1201 B EXCELLENCE	•
PS 1202 B	•
PS 5662 V	•
PS 5666 V	•
PS 5669 V	•
PS 5962 H	•
PS 5966 H	•
PS 5968 H	•
PS 5969 H	•
<b>Categoria prodotto</b>	
Tracciabilità processi/dati di funzionamento/dati di comunicazione	•
<b>Caratteristiche del prodotto</b>	
Colore	Nero
<b>Campo di applicazione</b>	
Trattamento di strumenti anestetici	•
Trattamento di strumenti MIC	•
Trattamento di strumenti oftalmici	•
Trattamento di strumenti robotici	•
Trattamento di strumenti ginecologici	•
Trattamento di strumenti otorinolaringoiatrici	•
Trattamento di strumenti odontoiatrici	•
Trattamento di strumenti da sala operatoria	•
Trattamento di strumenti a corpo cavo	•
Trattamento di strumenti ortopedici da sala operatoria	•
Trattamento di chiodi/punte per trapano endomidollari	•
Trattamento di cestini	•
Trattamento di utensili vari	•
<b>Dimensioni e peso</b>	
Misura esterna, altezza netta in mm	0
Misura esterna, larghezza netta in mm	0
Misura esterna, profondità netta in mm	0
Misura esterna, altezza lorda in mm	55
Misura esterna, larghezza lorda in mm	90
Misura esterna, profondità lorda in mm	95
Peso netto in kg	0,06
Peso lordo in kg	0,06