

E 198

Inserto

per disporre in modo ottimale max 6 cestini e bacinelle reniformi.



- Adatto per 6 cestini o bacinelle reniformi
- 7 supporti (6 scomparti), altezza 160 mm mm, distanza 67 mm mm

Codice EAN: 4002514953373 / Numero di materiale: 07984040 /
Vecchio numero di materiale: 68519801D

Classe appartenenza prodotto	
Termodisinfettori	•
Classe appartenenza degli apparecchi	
G 7831	•
PG 8581	•
PG 8591	•
Categoria di prodotto	
Inserto per cestini	•
Inserto per bacinelle reniformi/bacinelle	•
Caratteristiche del prodotto	
Materiale	Acciaio inox
Colore	Acciaio inox
Numero di scomparti	6
Distanza asticelle in mm	67
Altezza asticelle in mm	160
Campo di applicazione	
Trattamento di strumenti odontoiatrici	•
Capacità	
Cestini vari [numero]	6
Bacinelle reniformi [numero]	6
Allacciamento elettrico standard	
Numero fasi	0
Tensione in V	0
Frequenza in Hz	0
Potenza massima assorbita in kW	0,00
Protezione in A	0
Dimensioni e peso	
Misura esterna, altezza netta in mm	160
Misura esterna, larghezza netta in mm	180
Misura esterna, profondità netta in mm	495
Misura esterna, altezza lorda in mm	185
Misura esterna, larghezza lorda in mm	210
Misura esterna, profondità lorda in mm	530
Peso netto in kg	0,65
Peso lordo in kg	0,90