


E 197

Inserto

per l'accoglimento ottimale di vari strumenti.



- Larghezza maglie fondo 3 mm, lati 1,7 mm, coperchio 8 mm
- Sterilizzabile a vapore a 121 °C/134 °C

Codice EAN: 4002514953380 / Numero di materiale: 07984090 /
Vecchio numero di materiale: 68519701D

Classe appart. prodotto	
Termodisinfettori	•
Appartenenza degli apparecchi	
G 7831	•
PG 8581	•
PG 8591	•
PWD 8531	•
PWD 8532	•
Categoria prodotto	
Cestino	•
Caratteristiche del prodotto	
Materiale	Acciaio inox
Colore	Acciaio inox
Campo di applicazione	
Trattamento di strumenti odontoiatrici	•
Allacciamento elettrico	
Numero fasi	0
Tensione in V	0
Frequenza in Hz	0
Potenza massima assorbita in kW	0,00
Protezione in A	0
Dimensioni e peso	
Misura esterna, altezza netta in mm	42
Misura esterna, larghezza netta in mm	150
Misura esterna, profondità netta in mm	225
Misura esterna, altezza lorda in mm	75
Misura esterna, larghezza lorda in mm	170
Misura esterna, profondità lorda in mm	240
Peso netto in kg	0,55
Peso lordo in kg	0,62