

E 337/1

Inserto

per il supporto ottimale di strumenti verticali.



- Per il posizionamento di sonde, pinzette o specchietti orali
- Dotato di 4 supporti in plastica
- 12 scomparti larghezza circa 22 x 28 mm
- 4 scomparti larghezza circa 25 x 28 mm
- 48 scomparti larghezza circa 13 x 14 mm

Codice EAN: 4002514953397 / Numero di materiale: 07984130 /
Vecchio numero di materiale: 69533702D

Classe appartenenza prodotto	
Termodisinfettori	•
Macchine speciali per il lavaggio e la disinfezione, medicina	•
Classe appartenenza degli apparecchi	
G 7831	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8581	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8591	•
PG 8592	•
Categoria di prodotto	
Inserto/modulo per strumenti odontoiatrici	•
Caratteristiche del prodotto	
Materiale	Acciaio inox
Colore	Acciaio inox
Campo di applicazione	
Trattamento di strumenti odontoiatrici	•
Allacciamento elettrico standard	
Numero fasi	0
Tensione in V	0-0
Frequenza in Hz	0-0
Potenza massima assorbita in kW	0,00-0,00
Protezione in A	0-0
Dimensioni e peso	
Misura esterna, altezza netta in mm	148
Misura esterna, larghezza netta in mm	173
Misura esterna, profondità netta in mm	445
Misura esterna, altezza lorda in mm	205
Misura esterna, larghezza lorda in mm	240
Misura esterna, profondità lorda in mm	490
Peso netto in kg	1,91
Peso lordo in kg	2,16