


E 807

Inserto

per disporre in modo ottimale 3 cestini o bacinelle reniformi.



- 4 supporti (3 scomparti), H 165, distanza 68 mm mm

Codice EAN: 4002514951638 / Numero di materiale: 07984220 /

Vecchio numero di materiale: 69580701D

Classe appartenenza prodotto	
Termodisinfettori	•
Macchine speciali per il lavaggio e la disinfezione, medicina	•
Classe appartenenza degli apparecchi	
G 7831	•
PG 8581	•
PG 8591	•
PWD 8531	•
PWD 8532	•
PWD 8534	•
PWA 8672	•
PWD 8682	•
PWD 8682 CD	•
PWD 8692	•
Categoria di prodotto	
Inserto per cestini	•
Inserto per bacinelle reniformi/bacinelle	•
Caratteristiche del prodotto	
Materiale	Acciaio inox
Colore	Acciaio inox
Numero di scomparti	3
Distanza asticelle in mm	68
Campo di applicazione	
Trattamento di strumenti odontoiatrici	•
Capacità	
Cestini vari [numero]	3
Bacinelle reniformi [numero]	3
Allacciamento elettrico standard	
Numero fasi	0
Tensione in V	0-0
Frequenza in Hz	0-0
Potenza massima assorbita in kW	0,00-0,00
Protezione in A	0-0
Dimensioni e peso	
Misura esterna, altezza netta in mm	144
Misura esterna, larghezza netta in mm	140
Misura esterna, profondità netta in mm	290
Misura esterna, altezza lorda in mm	480
Misura esterna, larghezza lorda in mm	320
Misura esterna, profondità lorda in mm	130
Peso netto in kg	0,31
Peso lordo in kg	0,47