


E 807

Inserto

per disporre in modo ottimale 3 cestini o bacinelle reniformi.



- 4 supporti (3 scomparti), H 165, distanza 68 mm mm

Codice EAN: 4002514951638 / Numero di materiale: 07984220 /

Vecchio numero di materiale: 69580701D

| | |
|---|--------------|
| Classe appartenenza prodotto | |
| Termodisinfettori | • |
| Macchine speciali per il lavaggio e la disinfezione, medicina | • |
| Classe appartenenza degli apparecchi | |
| G 7831 | • |
| PG 8581 | • |
| PG 8591 | • |
| PWD 8531 | • |
| PWD 8532 | • |
| PWD 8534 | • |
| PWA 8672 | • |
| PWD 8682 | • |
| PWD 8682 CD | • |
| PWD 8692 | • |
| Categoria di prodotto | |
| Inserto per cestini | • |
| Inserto per bacinelle reniformi/bacinelle | • |
| Caratteristiche del prodotto | |
| Materiale | Acciaio inox |
| Colore | Acciaio inox |
| Numero di scomparti | 3 |
| Distanza asticelle in mm | 68 |
| Campo di applicazione | |
| Trattamento di strumenti odontoiatrici | • |
| Capacità | |
| Cestini vari [numero] | 3 |
| Bacinelle reniformi [numero] | 3 |
| Allacciamento elettrico standard | |
| Numero fasi | 0 |
| Tensione in V | 0-0 |
| Frequenza in Hz | 0-0 |
| Potenza massima assorbita in kW | 0,00-0,00 |
| Protezione in A | 0-0 |
| Dimensioni e peso | |
| Misura esterna, altezza netta in mm | 144 |
| Misura esterna, larghezza netta in mm | 140 |
| Misura esterna, profondità netta in mm | 290 |
| Misura esterna, altezza lorda in mm | 480 |
| Misura esterna, larghezza lorda in mm | 320 |
| Misura esterna, profondità lorda in mm | 130 |
| Peso netto in kg | 0,31 |
| Peso lordo in kg | 0,47 |