

DGGL 8

Contenitore per forno a vapore forato
per tutti i forni a vapore DG eccetto DG 7000.

Codice EAN: 4002513714548 / Numero di materiale: 08227240 /
Vecchio numero di materiale: 22899627D



- Per cuocere verdura, pesce, carne, patate senza fondo cottura
- Ideale per scongelare alimenti congelati
- Capacità: 2,0 l, volume utile: 1,7 l
- Dimensioni esterne L x P x A: 325 x 265 x 40 mm
- Accessori professionali di produzione europea