

## DGGL 20

Contenitore per forno a vapore forato  
per sbollentare o cuocere verdure, pesce, carne, patate e molto altro.



Codice EAN: 4002515014509 / Numero di materiale: 08285410 /  
Vecchio numero di materiale: 23996111D

- Capacità: 2,4 l, volume utile: 1,8 l
- Dimensioni esterne L x P x A: 450 x 190 x 40 mm
- In acciaio inox trattato in superficie, spessore parete 0,6 mm
- Accessori professionali di produzione europea
- Su misura per i forni a vapore combinati Miele