

E 417/1

Inserto

per il supporto ottimale di fino a 30 specula nasali e auricolari.



- Per disporre circa 30 specula nasali e auricolari
- 280 scomparti ca. ?? x ??
- Larghezza maglie sul fondo di 4 mm
- Utilizzabile nel cesto superiore e inferiore

Codice EAN: 4002514984605 / Numero di materiale: 09033260 /
Vecchio numero di materiale: 69541702D

Classe appartenenza prodotto	
Macchine speciali per il lavaggio e la disinfezione, medicina	•
Classe appartenenza degli apparecchi	
G 7831	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8592	•
Categoria di prodotto	
Inserto per strumenti otorinolaringoiatrici	•
Caratteristiche del prodotto	
Materiale	Acciaio inox
Colore	Acciaio inox
Numero di scomparti	280
Campo di applicazione	
Trattamento di strumenti otorinolaringoiatrici	•
Allacciamento elettrico standard	
Numero fasi	0
Tensione in V	0
Frequenza in Hz	0
Potenza massima assorbita in kW	0,00
Protezione in A	0
Dimensioni e peso	
Misura esterna, altezza netta in mm	80
Misura esterna, larghezza netta in mm	220
Misura esterna, profondità netta in mm	435
Misura esterna, altezza lorda in mm	85
Misura esterna, larghezza lorda in mm	225
Misura esterna, profondità lorda in mm	465
Peso netto in kg	1,30
Peso lordo in kg	1,72