

APH 590
 Cartuccia inchiostro
 per stampante protocolli PRT 100.



Codice EAN: 4002515000021 / Numero di materiale: 09063390 /
 Vecchio numero di materiale: 68817002D

Classe appartenenza prodotto	
Macchine speciali per il lavaggio e la disinfezione, laboratorio	•
Macchine speciali di grandi dimensioni per il lavaggio e la disinfezione, laboratorio	•
Termodisinfettori	•
Macchine speciali per il lavaggio e la disinfezione, medicina	•
Macchine speciali di grandi dimensioni per il lavaggio e la disinfezione, medicina	•
Sterilizzatori da banco	•
Classe appartenenza degli apparecchi	
G 7823	•
G 7824	•
G 7825	•
G 7826	•
G 7831	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8581	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8591	•
PG 8592	•
PG 8593	•
PS 1201 B	•
PS 1201 B EXCELLENCE	•
PS 1202 B	•
Categoria di prodotto	
Tracciabilità processi/dati di funzionamento/dati di comunicazione	•
Caratteristiche del prodotto	
Colore	Nero
Campo di applicazione	
Trattamento di pipette/fiale	•
Trattamento di vetreria da laboratorio	•
Trattamento di portaoggetti	•
Trattamento di butirrometri	•
Trattamento di bottiglie per infusione/farmacia	•
Trattamento di strumenti anestetici	•
Trattamento di strumenti MIC	•
Trattamento di strumenti oftalmici	•
Trattamento di strumenti robotici	•
Trattamento di strumenti ginecologici	•
Trattamento di strumenti otorinolaringoiatrici	•
Trattamento di strumenti odontoiatrici	•
Trattamento di zoccoli da sala operatoria	•
Trattamento di bacinelle	•
Trattamento di bacinelle reniformi	•
Trattamento di biberon	•

APH 590
Cartuccia inchiostro
per stampante protocolli PRT 100.



Codice EAN: 4002515000021 / Numero di materiale: 09063390 /
Vecchio numero di materiale: 68817002D

Trattamento di strumenti da sala operatoria	•
Trattamento di strumenti a corpo cavo	•
Trattamento di strumenti ortopedici da sala operatoria	•
Trattamento di chiodi/punte per trapano endomidollari	•
Trattamento di tray/vassoi	•
Trattamento di cestini	•
Trattamento di cilindri graduati	•
Trattamento di contenitori, ad es. contenitori di calce sodata	•
Trattamento di utensili vari	•
Dimensioni e peso	
Misura esterna, altezza netta in mm	39
Misura esterna, larghezza netta in mm	25
Misura esterna, profondità netta in mm	55
Misura esterna, altezza lorda in mm	55
Misura esterna, larghezza lorda in mm	90
Misura esterna, profondità lorda in mm	95
Peso netto in kg	0,04
Peso lordo in kg	0,09