

ProCare Dent 30 C - 1 l [Typ 2]

Neutralizzante, acido, 1 l

con collo largo, per neutralizzazione ottimale a base di acido organico.



- Particolarmente adatto per gli strumenti di trasmissione
- Adattato a fasi di trattamento nel termodisinfettore Miele
- Combinabile con lance Miele per colli larghi di bottiglie
- Delicato sui materiali
- Concentrato liquido

Codice EAN: 4002515060773 / Numero di materiale: 09175560 / Vecchio numero di materiale: 66915101EU3

<b>Classe appart. prodotto</b>	
Termodisinfettori	•
<b>Possibilità di impiego</b>	
Rimozione di calcare e altro sporco solubile in acido	Molto buono
<b>Consigli di dosaggio</b>	
Raccomandazione di dosaggio per ciclo di lavaggio	1 ml/l (0,1%)
Dimensioni apertura per tubicino di dosaggio	•
Valore pH della soluzione	3,0
<b>Principali aree d'impiego</b>	
Ambulatori odontoiatrici	•
<b>Caratteristiche del prodotto</b>	
Tipo di mezzo	Neutralizzante acido
Forma dell'aggregato	Concentrato liquido
Componenti	Acidi organici
Senza tensioattivi	•
Ottima compatibilità con i materiali	•
Per strumenti solidi e di trasmissione	•
<b>Dimensioni e peso</b>	
Misura esterna, altezza netta in mm	242
Misura esterna, larghezza netta in mm	107
Misura esterna, profondità netta in mm	58
Misura esterna, altezza lorda in mm	245
Misura esterna, larghezza lorda in mm	60
Misura esterna, profondità lorda in mm	105
Peso lordo in kg	1
Capacità in ml	1000
<b>Conformità, marcature, certif.</b>	
CE	•
Conforme a GHS/CLP	•