

ProCare Dent 40 - 1 l [Typ 1]  
 Additivo per risciacquo finale, 1 l  
 con beccuccio, per il risciacquo finale del carico.



- Per un'asciugatura migliore e ridotta
- Adattato a fasi di trattamento nel termodisinfettore Miele
- Dosaggio facilitato grazie a un beccuccio preciso
- Concentrato liquido

Codice EAN: 4002515060803 / Numero di materiale: 09175600 /  
 Vecchio numero di materiale: 66917101EU3

<b>Classe appart. prodotto</b>	
Termodisinfettori	•
<b>Consigli di dosaggio</b>	
Raccomandazione di dosaggio per ciclo di lavaggio	0,3 ml/l (0,03%)
Valore pH della soluzione	3,8
<b>Principali aree d'impiego</b>	
Ambulatori odontoiatrici	•
<b>Caratteristiche del prodotto</b>	
Tipo di mezzo	Brillantante.
Forma dell'aggregato	Concentrato liquido
Componenti	Metilcloroisotiazolinone, Metil isotiazolinone, Fosfonati, Tensioattivi non ionici
Per manipoli e contrangoli	•
Migliora e riduce l'asciugatura	•
<b>Dimensioni e peso</b>	
Misura esterna, altezza netta in mm	241
Misura esterna, larghezza netta in mm	106
Misura esterna, profondità netta in mm	58
Misura esterna, altezza lorda in mm	260
Misura esterna, larghezza lorda in mm	60
Misura esterna, profondità lorda in mm	100
Peso lordo in kg	1
Capacità in ml	1000
<b>Conformità, marcature, certif.</b>	
CE	•
Conforme a GHS/CLP	•