

## ProCare Universal 61

Sale di rigenerazione, 3 x 2 kg

per la rigenerazione ottimale dell'addolcitore interno.



- Evita gli accumuli di calcare e protegge le stoviglie

Codice EAN: 4002515075319 / Numero di materiale: 09195780 /  
Vecchio numero di materiale: 66916102EU1

Classe appartenenza prodotto	
Lavastoviglie ad acqua pulita	•
Lavastoviglie ProfiLine	•
Lavastoviglie a liscivia unica	•
Lavastoviglie a liscivia unica a passaggio	•
Macchine speciali per il lavaggio e la disinfezione, laboratorio	•
Termodisinfettori	•
Caratteristiche del prodotto	
Tipo di mezzo	Sale di rigenerazione
Componenti	Sale speciale a grani grossi
Impedisce i depositi di calcare e protegge il carico	•
Dimensioni e peso	
Misura esterna, altezza netta in mm	320
Misura esterna, larghezza netta in mm	104
Misura esterna, profondità netta in mm	226
Misura esterna, altezza lorda in mm	320
Misura esterna, larghezza lorda in mm	100
Misura esterna, profondità lorda in mm	225
Capacità di carico in g	6000
Peso lordo in kg	6
Conformità, marcature e certificazioni	
Conforme a GHS/CLP	•