

KTU 530

Kit di modifica

per disporre cesti con dimensioni esterne max 53 x 53 cm.



- Composto da 2 asticelle in acciaio inox
- Per adattare il supporto cesti standard al modello PG 8172

Codice EAN: 4002515250150 / Numero di materiale: 09508720 /
Vecchio numero di materiale: 67853004D

| | |
|---|--------------|
| Classe appartenenza prodotto | |
| Lavastoviglie a liscivia unica a passaggio | • |
| Classe appartenenza degli apparecchi | |
| PG 8172 | • |
| PG 8172 Eco | • |
| PTD 901 | • |
| Categoria di prodotto | |
| Lafette/supporto per cesti | • |
| Kit di modifica | • |
| Caratteristiche del prodotto | |
| Materiale | Acciaio inox |
| Colore | Acciaio inox |
| Dimensioni e peso | |
| Misura esterna, altezza netta in mm | 0 |
| Misura esterna, larghezza netta in mm | 0 |
| Misura esterna, profondità netta in mm | 0 |
| Misura esterna, altezza lorda in mm | 100 |
| Misura esterna, larghezza lorda in mm | 150 |
| Misura esterna, profondità lorda in mm | 750 |
| Peso netto in kg | 0,24 |
| Peso lordo in kg | 0,50 |