

VE P 2000

Cartuccia demineralizz. totale
per il trattamento ottimale dell'acqua.



- Portata max.: 450 l/h
- Stato di usura misurabile con ConductivityMeter CM
- Temp. max. afflusso acqua 40°C – Tenuta di pressione 0,5-10 bar
- Contenuto resina 12,5 litri

Codice EAN: 4002515405307 / Numero di materiale: 09773410 /
Vecchio numero di materiale: 69431101D

Classe appartenenza prodotto	
Lavastoviglie ad acqua pulita	•
Lavastoviglie a liscivia unica	•
Lavastoviglie a liscivia unica a passaggio	•
Macchine speciali per il lavaggio e la disinfezione, laboratorio	•
Termodisinfettori	•
Macchine speciali per il lavaggio e la disinfezione, medicina	•
Classe appartenenza degli apparecchi	
G 8066	•
PG 8067	•
PG 8041	•
PG 8043	•
PG 8045	•
PG 8055	•
PG 8055 U	•
PG 8056	•
PG 8056 U	•
PG 8057 TD	•
PG 8057 TD U	•
PG 8058	•
PG 8058 U	•
PG 8059	•
PG 8059 U	•
PG 8060	•
PG 8061	•
PG 8061 U	•
PG 8063	•
PG 8164	•
PG 8165	•
PG 8166	•
PG 8169	•
PG 8172	•
PG 8172 Eco	•
PTD 901	•
PG 8096	•
PG 8096 U	•
PG 8099	•
PG 8099 U	•
PFD 400	•
PFD 400 U	•
PFD 401	•
PFD 401 U	•
PFD 402	•
PFD 402 U	•
PFD 404	•
PFD 404 U	•
PFD 405	•
PFD 405 U	•
PFD 407	•

VE P 2000

Cartuccia demineralizz. totale
per il trattamento ottimale dell'acqua.



Codice EAN: 4002515405307 / Numero di materiale: 09773410 /
Vecchio numero di materiale: 69431101D

PFD 407 U	•
PFD 408 U	•
PTD 701	•
PTD 702	•
PTD 703	•
PTD 704	•
PG 8581	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8591	•
PG 8592	•
PG 8593	•
Categoria di prodotto	
Trattamento dell'acqua	•
Caratteristiche del prodotto	
Materiale	Acciaio inox, Plastica
Colore	Acciaio inox, Nero
Dimensioni e peso	
Misura esterna, altezza netta in mm	410
Misura esterna, altezza lorda in mm	425
Misura esterna, larghezza lorda in mm	250
Misura esterna, profondità lorda in mm	250
Diametro in mm	230
Peso netto in kg	13,70
Peso lordo in kg	13,75