

TE P 2800

Cartuccia demineralizz. parziale
per il trattamento ottimale dell'acqua.



- Portata max.: 800 l/h
- Stato di usura misurabile con FlowMeter FM FM
- Temp. max. afflusso acqua 40°C – Tenuta di pressione 0,5-10 bar
- Contenuto resina 19,5 litri
- Addolcimento con durezza carbonatica di 10 °dH: 18 m³

Codice EAN: 4002515405314 / Numero di materiale: 09773430 /
Vecchio numero di materiale: 67809501D

Classe appart. prodotto	
Lavastoviglie ad acqua pulita	•
Lavastoviglie a liscivia unica	•
Lavastoviglie a liscivia unica a passaggio	•
Appartenenza degli apparecchi	
G 8066	•
PG 8067	•
PG 8041	•
PG 8043	•
PG 8045	•
PG 8055	•
PG 8055 U	•
PG 8056	•
PG 8056 U	•
PG 8057 TD	•
PG 8057 TD U	•
PG 8058	•
PG 8058 U	•
PG 8059	•
PG 8059 U	•
PG 8060	•
PG 8061	•
PG 8061 U	•
PG 8063	•
PG 8164	•
PG 8165	•
PG 8166	•
PG 8169	•
PG 8172	•
PG 8172 Eco	•
PTD 901	•
PG 8096	•
PG 8096 U	•
PG 8099	•
PG 8099 U	•
PFD 400	•
PFD 400 U	•
PFD 401	•
PFD 401 U	•
PFD 402	•
PFD 402 U	•
PFD 404	•
PFD 404 U	•
PFD 405	•
PFD 405 U	•
PFD 407	•
PFD 407 U	•
PFD 408 U	•
PTD 701	•
PTD 702	•

TE P 2800

Cartuccia demineralizz. parziale
per il trattamento ottimale dell'acqua.

Codice EAN: 4002515405314 / Numero di materiale: 09773430 /
Vecchio numero di materiale: 67809501D

PTD 703

•

PTD 704

•

Categoria prodotto

Trattamento dell'acqua

•

Caratteristiche del prodotto

Materiale

Acciaio inox, Plastica

Colore

Acciaio inox, Nero

Dimensioni e peso

Misura esterna, altezza netta in mm

570

Misura esterna, larghezza netta in mm

0

Misura esterna, profondità netta in mm

0

Misura esterna, altezza lorda in mm

260

Misura esterna, larghezza lorda in mm

260

Misura esterna, profondità lorda in mm

600

Diametro in mm

230

Peso netto in kg

18,66

Peso lordo in kg

19,92

