

TE P 2000

Cartuccia demineralizz. parziale
per il trattamento ottimale dell'acqua.



- Portata max.: 450 l/h
- Stato di usura misurabile con FlowMeter FM FM
- Temp. max. afflusso acqua 40°C – Tenuta di pressione 0,5-10 bar
- Contenuto resina 12,5 litri
- Addolcimento con durezza carbonatica di 10 °dH: 11,8 m³

Codice EAN: 4002515405321 / Numero di materiale: 09773440 /
Vecchio numero di materiale: 67809601D

Classe appart. prodotto	
Lavastoviglie ad acqua pulita	•
Lavastoviglie a liscivia unica	•
Lavastoviglie a liscivia unica a passaggio	•
Appartenenza degli apparecchi	
G 8066	•
PG 8067	•
PG 8041	•
PG 8043	•
PG 8045	•
PG 8055	•
PG 8055 U	•
PG 8056	•
PG 8056 U	•
PG 8057 TD	•
PG 8057 TD U	•
PG 8058	•
PG 8058 U	•
PG 8059	•
PG 8059 U	•
PG 8060	•
PG 8061	•
PG 8061 U	•
PG 8063	•
PG 8164	•
PG 8165	•
PG 8166	•
PG 8169	•
PG 8172	•
PG 8172 Eco	•
PTD 901	•
PG 8096	•
PG 8096 U	•
PG 8099	•
PG 8099 U	•
PFD 400	•
PFD 400 U	•
PFD 401	•
PFD 401 U	•
PFD 402	•
PFD 402 U	•
PFD 404	•
PFD 404 U	•
PFD 405	•
PFD 405 U	•
PFD 407	•
PFD 407 U	•
PFD 408 U	•
PTD 701	•
PTD 702	•

TE P 2000

Cartuccia demineralizz. parziale
per il trattamento ottimale dell'acqua.

Codice EAN: 4002515405321 / Numero di materiale: 09773440 /
Vecchio numero di materiale: 67809601D

PTD 703	•
PTD 704	•
Categoria prodotto	
Trattamento dell'acqua	•
Caratteristiche del prodotto	
Materiale	Acciaio inox, Plastica
Colore	Acciaio inox, Nero
Dimensioni e peso	
Misura esterna, altezza netta in mm	410
Misura esterna, larghezza netta in mm	0
Misura esterna, profondità netta in mm	0
Misura esterna, altezza lorda in mm	300
Misura esterna, larghezza lorda in mm	250
Misura esterna, profondità lorda in mm	420
Diametro in mm	230
Peso netto in kg	14,06
Peso lordo in kg	14,46

