

LP 2800

Cartuccia di demineralizz. vuota
per il rabbocco manuale delle resine monouso.



- Portata max.: 800 l/h
- Temp. max. afflusso acqua 40°C –
Tenuta di pressione 0,5-10 bar
- Contenuto resina 19 litri

Codice EAN: 4002515411728 / Numero di materiale: 09782590 /
Vecchio numero di materiale: 69431805D

Classe appartenenza prodotto	
Lavastoviglie ad acqua pulita	•
Lavastoviglie a liscivia unica	•
Lavastoviglie a liscivia unica a passaggio	•
Macchine speciali per il lavaggio e la disinfezione, laboratorio	•
Termodisinfezioni	•
Macchine speciali per il lavaggio e la disinfezione, medicina	•
Classe appartenenza degli apparecchi	
G 8066	•
PG 8067	•
PG 8041	•
PG 8043	•
PG 8045	•
PG 8055	•
PG 8055 U	•
PG 8056	•
PG 8056 U	•
PG 8057 TD	•
PG 8057 TD U	•
PG 8058	•
PG 8058 U	•
PG 8059	•
PG 8059 U	•
PG 8060	•
PG 8061	•
PG 8061 U	•
PG 8063	•
PG 8164	•
PG 8165	•
PG 8166	•
PG 8169	•
PG 8172	•
PG 8172 Eco	•
PTD 901	•
PG 8096	•
PG 8096 U	•
PG 8099	•
PG 8099 U	•
PFD 400	•
PFD 400 U	•
PFD 401	•
PFD 401 U	•
PFD 402	•
PFD 402 U	•
PFD 404	•
PFD 404 U	•
PFD 405	•
PFD 405 U	•
PFD 407	•

LP 2800

Cartuccia di demineralizz. vuota
per il rabbocco manuale delle resine monouso.



Codice EAN: 4002515411728 / Numero di materiale: 09782590 /
Vecchio numero di materiale: 69431805D

PFD 407 U	•
PFD 408 U	•
PTD 701	•
PTD 702	•
PTD 703	•
PTD 704	•
PG 8581	•
PG 8582	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8591	•
PG 8592	•
PG 8593	•
Categoria di prodotto	
Trattamento dell'acqua	•
Caratteristiche del prodotto	
Materiale	Acciaio inox, Plastica
Colore	Acciaio inox
Dimensioni e peso	
Misura esterna, altezza netta in mm	570
Misura esterna, altezza lorda in mm	600
Misura esterna, larghezza lorda in mm	225
Misura esterna, profondità lorda in mm	225
Diametro in mm	230
Peso netto in kg	5,23
Peso lordo in kg	7,00