

A 100

Cesto superiore

per il posizionamento ottimale di moduli a iniezione o inserti.



- Cesto superiore con due accoppiamenti per moduli
- Per disporre max. 2 moduli a iniezione o inserti.
- Chiusura automatica dell'accoppiamento in caso di non utilizzo
- Altezza di carico con modulo con supp. in plastica pari a 190 mm
- Misure di carico: larghezza 489, lunghezza 440 mm

Codice EAN: 4002515460610 / Numero di materiale: 09862320 /
Vecchio numero di materiale: 69610000D

Classe appartenenza prodotto	
Macchine speciali per il lavaggio e la disinfezione, laboratorio	•
Classe appartenenza degli apparecchi	
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
Categoria di prodotto	
Cesto con accoppiamento modulo	•
Cesto superiore	•
Caratteristiche del prodotto	
Materiale	Acciaio inox, Plastica
Colore	Acciaio inox, Nero
Campo di applicazione	
Trattamento di pipette/fiale	•
Trattamento di vetreria da laboratorio	•
Allacciamento elettrico standard	
Numero fasi	0
Tensione in V	0-0
Frequenza in Hz	0-0
Potenza massima assorbita in kW	0,00-0,00
Protezione in A	0-0
Dimensioni e peso	
Misura esterna, altezza netta in mm	141
Misura esterna, larghezza netta in mm	525
Misura esterna, profondità netta in mm	528
Misura esterna, altezza lorda in mm	170
Misura esterna, larghezza lorda in mm	555
Misura esterna, profondità lorda in mm	565
Peso netto in kg	2,80
Peso lordo in kg	3,49