


A 101

Cesto superiore
regolabile in altezza per supporto ottimale di inserti.



- Altezza di carico 160 +/- 30 mm, largh. 475 mm, prof. 443 mm
- Con braccio irroratore integrato

Codice EAN: 4002515460627 / Numero di materiale: 09862340 /
Vecchio numero di materiale: 69610100D

Classe appartenenza prodotto	
Lavastoviglie ad acqua pulita	•
Macchine speciali per il lavaggio e la disinfezione, laboratorio	•
Macchine speciali per il lavaggio e la disinfezione, medicina	•
Classe appartenenza degli apparecchi	
PG 8063	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8592	•
PG 8593	•
Categoria di prodotto	
Cesto superiore	•
Lafette/supporto per cesti	•
Cesto superiore	•
Caratteristiche del prodotto	
Materiale	Acciaio inox
Colore	Acciaio inox
Campo di applicazione	
Trattamento di vetreria da laboratorio	•
Trattamento di strumenti ginecologici	•
Trattamento di strumenti otorinolaringoiatrici	•
Trattamento di bacinelle	•
Trattamento di bacinelle reniformi	•
Trattamento di strumenti da sala operatoria	•
Trattamento di utensili vari	•
Trattamento di regolatori d'aria	•
Allacciamento elettrico standard	
Numero fasi	0
Tensione in V	0
Frequenza in Hz	0
Potenza massima assorbita in kW	0,00
Protezione in A	0
Dimensioni e peso	
Misura esterna, altezza netta in mm	206
Misura esterna, larghezza netta in mm	528
Misura esterna, profondità netta in mm	527
Misura esterna, altezza lorda in mm	230
Misura esterna, larghezza lorda in mm	555
Misura esterna, profondità lorda in mm	580
Peso netto in kg	3,00
Peso lordo in kg	3,79