


A 103

Cesto superiore
per il supporto ottimale di inserti.



- Altezza di carico: 95 mm mm, larghezza 505 mm, profondità 472 mm
- Adatto in particolare per il trattamento di cesti DIN
- Adatto anche per altri usi con oggetti bassi
- Utilizzabile in combinazione con il carrello A 202
- Con braccio irroratore integrato

Codice EAN: 4002515460641 / Numero di materiale: 09862370 /
Vecchio numero di materiale: 69610300D

Classe appartenenza prodotto	
Macchine speciali per il lavaggio e la disinfezione, laboratorio	•
Macchine speciali per il lavaggio e la disinfezione, medicina	•
Classe appartenenza degli apparecchi	
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8592	•
PG 8593	•
Categoria di prodotto	
Lafette/supporto per cesti	•
Cesto superiore	•
Caratteristiche del prodotto	
Materiale	Acciaio inox, Plastica
Colore	Acciaio inox, Nero
Altezza di carico max. in mm	95
Campo di applicazione	
Trattamento di vetreria da laboratorio	•
Trattamento di zoccoli da sala operatoria	•
Trattamento di strumenti da sala operatoria	•
Trattamento di cestini	•
Trattamento di utensili vari	•
Capacità	
Cestini DIN [numero]	2
Cestini SPRI [numero]	1
Allacciamento elettrico standard	
Numero fasi	0
Tensione in V	0
Frequenza in Hz	0
Potenza massima assorbita in kW	0,00
Protezione in A	0
Dimensioni e peso	
Misura esterna, altezza netta in mm	133
Misura esterna, larghezza netta in mm	528
Misura esterna, profondità netta in mm	528
Misura esterna, altezza lorda in mm	170
Misura esterna, larghezza lorda in mm	545
Misura esterna, profondità lorda in mm	560
Peso netto in kg	3,50
Peso lordo in kg	4,57