

A 150

Cesto inferiore

per il posizionamento ottimale di moduli a iniezione o inserti.



- Cesto inferiore con due accoppiamenti per moduli
- Per disporre max. 2 moduli a iniezione o inserti.
- Chiusura automatica dell'accoppiamento in caso di non utilizzo
- Misure di carico: larghezza 494, lunghezza 440 mm

Codice EAN: 4002515460672 / Numero di materiale: 09862400 /
Vecchio numero di materiale: 69615000D

Classe appartenenza prodotto	
Macchine speciali per il lavaggio e la disinfezione, laboratorio	•
Classe appartenenza degli apparecchi	
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
Categoria di prodotto	
Cesto con accoppiamento modulo	•
Cesto inferiore	•
Caratteristiche del prodotto	
Materiale	Acciaio inox, Plastica
Colore	Acciaio inox, Nero
Campo di applicazione	
Trattamento di pipette/fiale	•
Trattamento di vetreria da laboratorio	•
Trattamento di butirroметри	•
Trattamento di cilindri graduati	•
Allacciamento elettrico standard	
Numero fasi	0
Tensione in V	0
Frequenza in Hz	0
Potenza massima assorbita in kW	0,00
Protezione in A	0
Dimensioni e peso	
Misura esterna, altezza netta in mm	154
Misura esterna, larghezza netta in mm	529
Misura esterna, profondità netta in mm	546
Misura esterna, altezza lorda in mm	175
Misura esterna, larghezza lorda in mm	545
Misura esterna, profondità lorda in mm	565
Peso netto in kg	2,61
Peso lordo in kg	3,29