

A 150

Cesto inferiore

per il posizionamento ottimale di moduli a iniezione o inserti.



- Cesto inferiore con due accoppiamenti per moduli
- Per disporre max. 2 moduli a iniezione o inserti.
- Chiusura automatica dell'accoppiamento in caso di non utilizzo
- Misure di carico: larghezza 494, lunghezza 440 mm

Codice EAN: 4002515460672 / Numero di materiale: 09862400 /
Vecchio numero di materiale: 69615000D

| | |
|------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Classe appartenenza prodotto | |
| Macchine speciali per il lavaggio e la disinfezione, laboratorio | • |
| Macchine per il lavaggio di componenti industriali | • |
| Classe appartenenza degli apparecchi | |
| PG 8504 | • |
| PG 8583 | • |
| PG 8583 CD | • |
| PG 8593 | • |
| Categoria di prodotto | |
| Cesto con accoppiamento modulo | • |
| Cesto inferiore | • |
| Campo di applicazione | |
| Trattamento di pipette/fiale | • |
| Trattamento di vetreria da laboratorio | • |
| Trattamento di butirroimetri | • |
| Trattamento di cilindri graduati | • |
| Caratteristiche del prodotto | |
| Materiale | Acciaio inox, Plastica |
| Colore | Acciaio inox, Nero |
| Allacciamento elettrico standard | |
| Numero fasi | 0 |
| Tensione in V | 0-0 |
| Frequenza in Hz | 0-0 |
| Potenza massima assorbita in kW | 0,00-0,00 |
| Protezione in A | 0-0 |
| Dimensioni e peso | |
| Misura esterna, altezza netta in mm | 154 |
| Misura esterna, larghezza netta in mm | 529 |
| Misura esterna, profondità netta in mm | 546 |
| Misura esterna, altezza lorda in mm | 175 |
| Misura esterna, larghezza lorda in mm | 545 |
| Misura esterna, profondità lorda in mm | 565 |
| Peso netto in kg | 2,61 |
| Peso lordo in kg | 3,29 |