

A 151

Cesto inferiore

per il posizionamento di cesti DIN tradizionali e vari inserti.



- Altezze di carico a seconda del cesto superiore
- Larghezza di carico 490 mm, profondità 498 mm

Codice EAN: 4002515460689 / Numero di materiale: 09862410 /
Vecchio numero di materiale: 69615100D

Classe appartenenza prodotto	
Lavastoviglie ad acqua pulita	•
Macchine speciali per il lavaggio e la disinfezione, laboratorio	•
Termodisinfettori	•
Macchine speciali per il lavaggio e la disinfezione, medicina	•
Classe appartenenza degli apparecchi	
PG 8058	•
PG 8063	•
PG 8581	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8591	•
PG 8592	•
PG 8593	•
Categoria di prodotto	
Lafette/supporto per cesti	•
Cesto inferiore	•
Caratteristiche del prodotto	
Materiale	Acciaio inox, Plastica
Colore	Acciaio inox, Nero
Campo di applicazione	
Trattamento di vetreria da laboratorio	•
Trattamento di strumenti ginecologici	•
Trattamento di strumenti otorinolaringoiatrici	•
Trattamento di strumenti odontoiatrici	•
Trattamento di zoccoli da sala operatoria	•
Trattamento di bacinelle	•
Trattamento di bacinelle reniformi	•
Trattamento di biberon	•
Trattamento di strumenti da sala operatoria	•
Trattamento di cestini	•
Trattamento di utensili vari	•
Trattamento di regolatori d'aria	•
Trattamento delle maschere respiratorie	•
Trattamento di telai di supporto per respiratori ad aria compressa	•
Capacità	
Cestini DIN [numero]	2
Cestini SPRI [numero]	1
Allacciamento elettrico standard	
Numero fasi	0
Tensione in V	0-0
Frequenza in Hz	0-0
Potenza massima assorbita in kW	0,00-0,00
Protezione in A	0-0

A 151

Cesto inferiore

per il posizionamento di cesti DIN tradizionali e vari inserti.



Codice EAN: 4002515460689 / Numero di materiale: 09862410 /
Vecchio numero di materiale: 69615100D

Dimensioni e peso	
Misura esterna, altezza netta in mm	88
Misura esterna, larghezza netta in mm	529
Misura esterna, profondità netta in mm	522
Misura esterna, altezza lorda in mm	120
Misura esterna, larghezza lorda in mm	545
Misura esterna, profondità lorda in mm	555
Peso netto in kg	1,85
Peso lordo in kg	2,40