


A 303  
Modulo  
per disporre in modo ottimale max. 98 pipette.



- Adatto per ad es. 98 pipette graduate e tarate
- Altezza del telaio: 150 mm
- Un pezzo alla volta utilizzabile nei cesti A 150 e APLW 106
- Altezza di carico senza cesto superiore: 450 mm (con cesto inferiore A 150)

Codice EAN: 4002515460825 / Numero di materiale: 09862560 /  
Vecchio numero di materiale: 69630300D

<b>Classe appartenenza prodotto</b>	
Macchine speciali per il lavaggio e la disinfezione, laboratorio	•
Macchine speciali di grandi dimensioni per il lavaggio e la disinfezione, laboratorio	•
<b>Classe appartenenza degli apparecchi</b>	
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
<b>Categoria di prodotto</b>	
Inserto/modulo per pipette	•
<b>Caratteristiche del prodotto</b>	
Materiale	Acciaio inox, Plastica
Colore	Acciaio inox, Nero
<b>Campo di applicazione</b>	
Trattamento di pipette/fiale	•
<b>Capacità</b>	
Pipette [numero]	98
<b>Allacciamento elettrico standard</b>	
Numero fasi	0
Tensione in V	0
Frequenza in Hz	0
Potenza massima assorbita in kW	0,00
Protezione in A	0
<b>Dimensioni e peso</b>	
Misura esterna, altezza netta in mm	185
Misura esterna, larghezza netta in mm	222
Misura esterna, profondità netta in mm	471
Misura esterna, altezza lorda in mm	270
Misura esterna, larghezza lorda in mm	525
Misura esterna, profondità lorda in mm	540
Peso netto in kg	2,50
Peso lordo in kg	3,50