

A 307

Inserto

per disporre in modo ottimale 20 zoccoli ospedalieri fino al 48.



- Adatto per 20 zoccoli ospedalieri
- Con supporti lunghi 265 mm
- Per l'uso nel supporto del cesto inferiore Lafette A 151
- Trattamento di zoccoli OP fino al numero 48

Codice EAN: 4002515460856 / Numero di materiale: 09862590 /
Vecchio numero di materiale: 69630700D

Classe appartenenza prodotto	
Macchine speciali per il lavaggio e la disinfezione, medicina	•
Classe appartenenza degli apparecchi	
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8592	•
Categoria di prodotto	
Inserto per zoccoli da sala operatoria	•
Caratteristiche del prodotto	
Materiale	Acciaio inox
Colore	Acciaio inox
Campo di applicazione	
Trattamento di zoccoli da sala operatoria	•
Capacità	
Zoccoli da sala operatoria [numero]	20
Allacciamento elettrico standard	
Numero fasi	0
Tensione in V	0
Frequenza in Hz	0
Potenza massima assorbita in kW	0,00
Protezione in A	0
Dimensioni e peso	
Misura esterna, altezza netta in mm	279
Misura esterna, larghezza netta in mm	390
Misura esterna, profondità netta in mm	360
Misura esterna, altezza lorda in mm	300
Misura esterna, larghezza lorda in mm	395
Misura esterna, profondità lorda in mm	480
Peso netto in kg	1,46
Peso lordo in kg	1,99