

A 308

Inserto

per il posizionamento ottimale di 34 solette per zoccoli OP.



- Per max 34 solette
- Per l'uso nel cesto superiore o inferiore Lafette

Codice EAN: 4002515460863 / Numero di materiale: 09862600 /
Vecchio numero di materiale: 69630800D

Classe appartenenza prodotto	
Macchine speciali per il lavaggio e la disinfezione, medicina	•
Classe appartenenza degli apparecchi	
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8592	•
Categoria di prodotto	
Inserto per zoccoli da sala operatoria	•
Caratteristiche del prodotto	
Materiale	Acciaio inox
Colore	Acciaio inox
Campo di applicazione	
Trattamento di zoccoli da sala operatoria	•
Allacciamento elettrico standard	
Numero fasi	0
Tensione in V	0
Frequenza in Hz	0
Potenza massima assorbita in kW	0,00
Protezione in A	0
Dimensioni e peso	
Misura esterna, altezza netta in mm	71
Misura esterna, larghezza netta in mm	475
Misura esterna, profondità netta in mm	445
Misura esterna, altezza lorda in mm	270
Misura esterna, larghezza lorda in mm	525
Misura esterna, profondità lorda in mm	540
Peso netto in kg	1,17
Peso lordo in kg	2,00