

A 801

Adattatore

per l'uso di AUF 1 e AUF 2 in collegamento con A 105/1.



Codice EAN: 4002515460931 / Numero di materiale: 09862940 /
Vecchio numero di materiale: 69680100D

Classe appart. prodotto	
Termodisinfettori	•
Appartenenza degli apparecchi	
PG 8581	•
PG 8591	•
Categoria prodotto	
Supporto o adattatore per strumenti di trasmissione	•
Caratteristiche del prodotto	
Materiale	Acciaio inox
Colore	Acciaio inox
Campo di applicazione	
Trattamento di strumenti odontoiatrici	•
Dimensioni e peso	
Misura esterna, altezza netta in mm	50
Misura esterna, larghezza netta in mm	50
Misura esterna, profondità netta in mm	50
Misura esterna, altezza lorda in mm	12
Misura esterna, larghezza lorda in mm	80
Misura esterna, profondità lorda in mm	120
Peso netto in kg	0,01
Peso lordo in kg	0,01