

A 802

Ugello di risciacquo

per la pulizia ottimale del vano di dosaggio.



- Con macchine per lavaggio e disinfezione con dosaggio in polvere
- Per l'uso con moduli iniettori
- Per risciacquare i resti di detersivo dalla vaschetta di dosaggio

Codice EAN: 4002515460979 / Numero di materiale: 09863070 /
Vecchio numero di materiale: 69680200D

Classe appart. prodotto	
Macchine speciali per il lavaggio e la disinfezione, laboratorio	•
Macchine speciali per il lavaggio e la disinfezione, medicina	•
Appartenenza degli apparecchi	
PG 8581	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8504	•
PG 8583	•
Categoria prodotto	
Altri accessori	•
Caratteristiche del prodotto	
Materiale	Acciaio inox
Colore	Acciaio inox
Dimensioni e peso	
Misura esterna, altezza netta in mm	30
Misura esterna, larghezza netta in mm	187
Misura esterna, profondità netta in mm	15
Misura esterna, altezza lorda in mm	12
Misura esterna, larghezza lorda in mm	80
Misura esterna, profondità lorda in mm	120
Peso netto in kg	0,02
Peso lordo in kg	0,02