

A 803
Supporto
per disporre gli strumenti di trasmissione.



- Utilizzabile nel cesto superiore A 105/1 con il tubo filtro A 800
- Adatto per una varietà di manipoli & contrangoli e turbine

Codice EAN: 4002515460993 / Numero di materiale: 09863100 /
Vecchio numero di materiale: 69680300D

Classe appartenenza prodotto	
Termodisinfezioni	•
Classe appartenenza degli apparecchi	
PG 8581	•
PG 8591	•
Categoria di prodotto	
Supporto	•
Caratteristiche del prodotto	
Materiale	Acciaio inox, Plastica
Colore	Acciaio inox, Nero
Campo di applicazione	
Trattamento di strumenti odontoiatrici	•
Dimensioni e peso	
Misura esterna, altezza netta in mm	32
Misura esterna, larghezza netta in mm	32
Misura esterna, profondità netta in mm	40
Misura esterna, altezza lorda in mm	80
Misura esterna, larghezza lorda in mm	95
Misura esterna, profondità lorda in mm	110
Peso netto in kg	0,05
Peso lordo in kg	0,09