


KT 500

Supporto cesti

per disporre cesti con dimensioni esterne max 50 x 50 cm.



- Necessario per 8172 con vecchi tavoli Miele (G 720/21)
- Si usa il supporto per cesti anziché il modello standard

Codice EAN: 4002515464656 / Numero di materiale: 09876230 /  
Vecchio numero di materiale: 67850002D

<b>Classe appartenenza prodotto</b>	
Lavastoviglie a liscivia unica a passaggio	•
<b>Classe appartenenza degli apparecchi</b>	
PG 8172	•
PG 8172 Eco	•
PTD 901	•
<b>Categoria di prodotto</b>	
Lafette/supporto per cesti	•
<b>Caratteristiche del prodotto</b>	
Materiale	Acciaio inox
Colore	Acciaio inox
<b>Dimensioni e peso</b>	
Misura esterna, altezza lorda in mm	345
Misura esterna, larghezza lorda in mm	410
Misura esterna, profondità lorda in mm	1270
Peso netto in kg	14,00
Peso lordo in kg	15,00