


ZS 150-1

Test di Helix

per il controllo ottimale dei processi dello sterilizzatore da banco.



- Verifica della penetrazione del vapore con indicatore chimico
- Indicazione dei risultati tramite cambiamento di colore
- 1 tester, 250 indicatori

Codice EAN: 4002515540381 / Numero di materiale: 09910260 /  
Vecchio numero di materiale: 68915002D

<b>Classe appart. prodotto</b>	
Sterilizzatori da banco	•
<b>Appartenenza degli apparecchi</b>	
PS 1201 B EXCELLENCE	•
PST 1710	•
PST 1720	•
PST 2210	•
PST 2220	•
<b>Categoria prodotto</b>	
Indicatore/Test	•
<b>Dimensioni e peso</b>	
Misura esterna, altezza netta in mm	22
Misura esterna, larghezza netta in mm	117
Misura esterna, profondità netta in mm	177
Misura esterna, altezza lorda in mm	23
Misura esterna, larghezza lorda in mm	120
Misura esterna, profondità lorda in mm	177
Peso netto in kg	0,05
Peso lordo in kg	0,09