

A 804

Spazzola per la pulizia  
per il lavaggio ottimale del tubo di filtrazione A 800.



- Per la pulizia del tubo filtro A 800
- Spazzola girevole con inserto a forma di spirale
- Estremità stelo con occhiello
- Lunghezza 500 mm, lunghezza spazzola 100 mm

Codice EAN: 4002515527238 / Numero di materiale: 09960720 /  
Vecchio numero di materiale: 68680400D

Classe appart. prodotto	
Termodisinfettori	•
Macchine speciali per il lavaggio e la disinfezione, medicina	•
Appartenenza degli apparecchi	
PG 8581	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8591	•
PG 8592	•
Categoria prodotto	
Filtro/i	•
Altri accessori	•
Dimensioni e peso	
Misura esterna, altezza netta in mm	0
Misura esterna, larghezza netta in mm	0
Misura esterna, profondità netta in mm	500
Misura esterna, altezza lorda in mm	45
Misura esterna, larghezza lorda in mm	70
Misura esterna, profondità lorda in mm	610
Diametro in mm	20
Peso netto in kg	0,07
Peso lordo in kg	0,16