

TE
Resina monouso
per rigenerare le cartucce di demineralizzazione parziale



- 1 confezione da 25 litri
- Per cartucce vuote LP2800 & cartucce di deminer. tot. TE2000/2800

Codice EAN: 4002515551530 / Numero di materiale: 10020250 /
Vecchio numero di materiale: 67809510D

Classe appart. prodotto	
Lavastoviglie ad acqua pulita	•
Lavastoviglie a liscivia unica	•
Lavastoviglie a liscivia unica a passaggio	•
Appartenenza degli apparecchi	
G 8066	•
PG 8067	•
PG 8041	•
PG 8043	•
PG 8045	•
PG 8055	•
PG 8055 U	•
PG 8056	•
PG 8056 U	•
PG 8057 TD	•
PG 8057 TD U	•
PG 8058	•
PG 8058 U	•
PG 8059	•
PG 8059 U	•
PG 8060	•
PG 8061	•
PG 8061 U	•
PG 8063	•
PG 8164	•
PG 8165	•
PG 8166	•
PG 8169	•
PG 8172	•
PG 8172 Eco	•
PTD 901	•
PG 8096	•
PG 8096 U	•
PG 8099	•
PG 8099 U	•
PFD 400	•
PFD 400 U	•
PFD 401	•
PFD 401 U	•
PFD 402	•
PFD 402 U	•
PFD 404	•
PFD 404 U	•
PFD 405	•
PFD 405 U	•
PFD 407	•
PFD 407 U	•
PFD 408 U	•
PTD 701	•
PTD 702	•

TE

Resina monouso

per rigenerare le cartucce di demineralizzazione parziale

Codice EAN: 4002515551530 / Numero di materiale: 10020250 /
Vecchio numero di materiale: 67809510D

PTD 703

•

PTD 704

•

Categoria prodotto

Trattamento dell'acqua

•

Caratteristiche del prodotto

Volume in l

25

Dimensioni e peso

Misura esterna, altezza netta in mm

0

Misura esterna, larghezza netta in mm

0

Misura esterna, profondità netta in mm

0

Misura esterna, altezza lorda in mm

140

Misura esterna, larghezza lorda in mm

530

Misura esterna, profondità lorda in mm

580

Peso netto in kg

18,20

Peso lordo in kg

19,29

