

PG 8595

Aqua Purificator

per inserire due cartucce per demineralizzazione totale o parziale dell'acqua.



- Adatto per VE/TE P 2800 & VE/TE P 2000
- Adatto per VE/TE P 2800 & VE/TE P 2000
- Possibile supporto per ConductivityMeter/FlowMeter
- Possibile supporto per ConductivityMeter/FlowMeter
- Dimensioni esterne: H 835 (820 senza coperchio), L 300, P 600 mm
- Dimensioni esterne: H 835 (820 senza coperchio), L 300, P 600 mm

Codice EAN: 4002515558096 / Numero di materiale: 10087310 /  
Vecchio numero di materiale: 69859501D

Classe appartenenza prodotto	
Lavastoviglie ad acqua pulita	•
Lavastoviglie a liscivia unica a passaggio	•
Macchine speciali per il lavaggio e la disinfezione, laboratorio	•
Termodisinfettori	•
Macchine speciali per il lavaggio e la disinfezione, medicina	•
Classe appartenenza degli apparecchi	
G 8066	•
PG 8067	•
PG 8041	•
PG 8043	•
PG 8045	•
PG 8055	•
PG 8055 U	•
PG 8056	•
PG 8056 U	•
PG 8057 TD	•
PG 8057 TD U	•
PG 8058	•
PG 8058 U	•
PG 8059	•
PG 8059 U	•
PG 8060	•
PG 8061	•
PG 8061 U	•
PG 8063	•
PG 8096	•
PG 8096 U	•
PG 8099	•
PG 8099 U	•
PFD 400	•
PFD 400 U	•
PFD 401	•
PFD 401 U	•
PFD 402	•
PFD 402 U	•
PFD 404	•
PFD 404 U	•
PFD 405	•
PFD 405 U	•
PFD 407	•
PFD 407 U	•
PFD 408 U	•
PG 8581	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8504	•
PG 8583	•

PG 8595

Aqua Purificator

per inserire due cartucce per demineralizzazione totale o parziale dell'acqua.



Codice EAN: 4002515558096 / Numero di materiale: 10087310 /  
Vecchio numero di materiale: 69859501D

PG 8583 CD	•
PG 8591	•
PG 8592	•
PG 8593	•
<b>Categoria di prodotto</b>	
Trattamento dell'acqua	•
<b>Caratteristiche del prodotto</b>	
Materiale	Lamiera zincata, bianco loto
Colore	Bianco loto
<b>Allacciamento elettrico standard</b>	
Numero fasi	0
Tensione in V	0-0
Frequenza in Hz	0-0
Potenza massima assorbita in kW	0,00-0,00
Protezione in A	0-0
<b>Dimensioni e peso</b>	
Misura esterna, altezza netta in mm	835
Misura esterna, larghezza netta in mm	300
Misura esterna, profondità netta in mm	600
Misura esterna, altezza lorda in mm	900
Misura esterna, larghezza lorda in mm	400
Misura esterna, profondità lorda in mm	740
Peso netto in kg	26,50
Peso lordo in kg	30,00