

PG 8596

Armadio dosatore

Per l'accoglimento di prodotti chimici e moduli di dosaggio



- 2 cassetti estraibili per disporre 3 taniche da 5 l
- Dimensioni interne: H 285-690 , L 250, P 425-555 mm
- Ogni livello può accogliere 2 moduli di dosaggio
- La vaschetta di raccolta favorisce lo svuotamento delle taniche

Codice EAN: 4002515558324 / Numero di materiale: 10087340 /  
Vecchio numero di materiale: 69859602D

| Classe appartenenza prodotto                                     |              |
|--|--------------|
| Macchine speciali per il lavaggio e la disinfezione, laboratorio | •            |
| Termodisinfezioni  | •            |
| Macchine speciali per il lavaggio e la disinfezione, medicina    | •            |
| Classe appartenenza degli apparecchi                             |              |
| PG 8581  | •            |
| PG 8562  | •            |
| PG 8582  | •            |
| PG 8582 CD   | •            |
| PG 8504  | •            |
| PG 8583  | •            |
| PG 8583 CD   | •            |
| PG 8591  | •            |
| PG 8592  | •            |
| PG 8593  | •            |
| Categoria di prodotto  |              |
| Sistema di dosaggio  | •            |
| Caratteristiche del prodotto                                     |              |
| Materiale  | Acciaio inox |
| Colore   | Acciaio inox |
| Allacciamento elettrico standard                                 |              |
| Numero fasi  | 0            |
| Tensione in V  | 0-0          |
| Frequenza in Hz  | 0-0          |
| Potenza massima assorbita in kW                                  | 0,00-0,00    |
| Protezione in A  | 0-0          |
| Dimensioni e peso  |              |
| Misura esterna, altezza netta in mm                              | 835          |
| Misura esterna, larghezza netta in mm                            | 300          |
| Misura esterna, profondità netta in mm                           | 600          |
| Misura esterna, altezza lorda in mm                              | 900          |
| Misura esterna, larghezza lorda in mm                            | 400          |
| Misura esterna, profondità lorda in mm                           | 740          |
| Peso netto in kg   | 26,50        |
| Peso lordo in kg   | 30,00        |