

## UBS 3

### Kit di modifica

per utilizzare cesti superiori selezionati della serie G 78 nella serie PG 85.



- Per supporti di carico più vecchi senza allacc. asciugatura
- Per supporti di carico più vecchi con guida acqua saldata

Codice EAN: 4002515588994 / Numero di materiale: 10131110 /  
Vecchio numero di materiale: 69215016D

Classe appartenenza prodotto	
Macchine speciali per il lavaggio e la disinfezione, laboratorio	•
Termodisinfezioni	•
Classe appartenenza degli apparecchi	
PG 8581	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8591	•
PG 8592	•
PG 8593	•
Categoria di prodotto	
Kit di modifica	•
Caratteristiche del prodotto	
Colore	Acciaio inox, Nero
Dimensioni e peso	
Misura esterna, altezza netta in mm	90
Misura esterna, larghezza netta in mm	305
Misura esterna, profondità netta in mm	176
Misura esterna, altezza lorda in mm	100
Misura esterna, larghezza lorda in mm	310
Misura esterna, profondità lorda in mm	210
Peso netto in kg	0,59
Peso lordo in kg	0,69