

A 600  
Modulo  
per il trattamento ottimale di strumenti di chirurgia assistita da robot.



- per 6 strumenti, generazione più vecchia (S / Si)

Codice EAN: 4002515585016 / Numero di materiale: 10131910 /  
Vecchio numero di materiale: 69660001D

<b>Classe appartenenza prodotto</b>	
Macchine speciali di grandi dimensioni per il lavaggio e la disinfezione, medicina	•
<b>Classe appartenenza degli apparecchi</b>	
PG 8527	•
PG 8528	•
<b>Categoria di prodotto</b>	
Modulo/supporto per strumenti robotici	•
<b>Caratteristiche del prodotto</b>	
Materiale	Acciaio inox
Colore	Acciaio inox
<b>Campo di applicazione</b>	
Trattamento di strumenti robotici	•
<b>Capacità</b>	
Strumenti robotici [numero]	6
<b>Allacciamento elettrico standard</b>	
Numero fasi	0
Tensione in V	0
Frequenza in Hz	0
Potenza massima assorbita in kW	0,00
Protezione in A	0
<b>Dimensioni e peso</b>	
Misura esterna, altezza netta in mm	265
Misura esterna, larghezza netta in mm	573
Misura esterna, profondità netta in mm	318
Misura esterna, altezza lorda in mm	355
Misura esterna, larghezza lorda in mm	605
Misura esterna, profondità lorda in mm	355
Peso netto in kg	5,20
Peso lordo in kg	5,54