

A 805

Supporto

per il trattamento ottimale di strumenti di chirurgia assistita da robot.



- Per strumenti speciali, ganci chirurgici (Si)

Codice EAN: 4002515585047 / Numero di materiale: 10131950 /
Vecchio numero di materiale: 69680501D

| Classe appartenenza prodotto | |
|--|--------------|
| Macchine speciali di grandi dimensioni per il lavaggio e la disinfezione, medicina | • |
| Classe appartenenza degli apparecchi | |
| PG 8527 | • |
| PG 8528 | • |
| Categoria di prodotto | |
| Modulo/supporto per strumenti robotici | • |
| Caratteristiche del prodotto | |
| Materiale | Acciaio inox |
| Colore | Acciaio inox |
| Campo di applicazione | |
| Trattamento di strumenti robotici | • |
| Capacità | |
| Strumenti robotici [numero] | 1 |
| Allacciamento elettrico standard | |
| Numero fasi | 0 |
| Tensione in V | 0-0 |
| Frequenza in Hz | 0-0 |
| Potenza massima assorbita in kW | 0,00-0,00 |
| Protezione in A | 0-0 |
| Dimensioni e peso | |
| Misura esterna, altezza netta in mm | 92 |
| Misura esterna, larghezza netta in mm | 41 |
| Misura esterna, profondità netta in mm | 165 |
| Misura esterna, altezza lorda in mm | 25 |
| Misura esterna, larghezza lorda in mm | 245 |
| Misura esterna, profondità lorda in mm | 485 |
| Peso netto in kg | 0,37 |
| Peso lordo in kg | 0,49 |